

2013-11-19

AUX CLINIQUES


Objet : Rappel d'identification des spécimens

Bonjour,

Suite, au nouveau test de recherche de sang dans les selles (RSOSi), plusieurs se demandent comment identifier le spécimen. Au même titre qu'un tube de sang, vous devez apposer l'étiquette à code barre à la verticale sur le tube, pour ceux qui n'ont pas accès au système informatique, la même règle de double identification s'applique.

Ne jamais laisser l'étiquette libre dans le sac biohazard avec l'échantillon ou coller sur le sac. Si le spécimen n'est pas directement identifié, nous nous verrons dans l'obligation de le refuser.

Merci de votre collaboration



Benoît Filiatrault
Coordonnateur technique en microbiologie
CSSS St-Jérôme
TEL.:(450) 431-8200
POSTE 23171