

CONDITIONS À LA CERTIFICATION INITIALE VALIDE POUR 12 MOIS
Vous ne voulez pas refaire le processus au complet dans 12 mois! 😊
SVP vous devez consulter les messages affichés à l'écran du glucomètre

Aide mémoire à La Formation



- ❑ LIRE LE POWER POINT DE LA FORMATION EN LIGNE (voir étapes ci-dessous).
- ❑ RÉUSSIR L'EXAMEN THÉORIQUE EN LIGNE, LA NOTE DE PASSAGE EST DE 80%.
- ❑ EFFECTUER LES CONTRÔLES DE QUALITÉ SUR L'APPAREIL (CQ NIVEAU 1 ET CQ NIVEAU 2).
- ❑ RÉUSSIR UN TEST DE GLYCÉMIE – TEST PATIENT SOUS OBSERVATION D'UN SUPER-UTILISATEUR (OTS).

1

Cobas Academy


L'Id d'utilisateur doit être en **MAJUSCULE**, il correspond à votre identifiant (code) pour le glucomètre.

Mot de passe universel = **1234** sauf LDDM = **ALLO**

3

Cobas Academy

Pour quitter




2

Cobas Academy

Power point de la formation

Examen



4

À partir du glucomètre: Effectuer les contrôles niveau 1 et 2 et **L'OTS** (Un test glucose/patient).

Le test OTS sera effectué par une personne super-utilisatrice via les unités de soins
 Pour consulter cette liste retourner au guide de prélèvement.

Liste super-utilisateurs_glucomètre Accu-Chek Inform II



5

Vous avez terminé?

Il ne faut pas oublier de déposer le glucomètre sur le socle pour une synchronisation avec le logiciel COBAS IT 1000. Ce logiciel garde en mémoire la réussite de votre certification!

